

NIVEAU 1

de mobilisation précoce avec LINET

Latéralisation progressive



La latéralisation progressive permet d'incliner le patient 1° à la fois.

Thérapie latérale automatique



La thérapie de latéralisation automatique (TLA) correspond à une inclinaison latérale du plan de couchage. Elle peut être programmée individuellement. Elle est recommandée pour les patients ne tolérant pas le retournement manuel. La TLA peut être utilisée en cas de risque élevé de PAV.

Fonction arrêt à 30°



La fonction arrêt à 30° permet d'obtenir une inclinaison optimale de la tête du lit, dans le cadre de la prévention des escarres et de la PAV.

Inclinaison latérale



Le programme de latéralisation est une fonction spécifique aux lits Linet. Il peut aider accélérer la convalescence des patients en soins intensifs.

Découvrez le prochain niveau !

[Téléchargez la brochure complète](#)