



Ref. Certif. No.

DE 3 - 40175

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Medical Beds

Name and address of the applicant

Nom et adresse du demandeur

Linet spol. s r.o.

Želevcice 5

274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Linet spol. s r.o., Želevcice 5, 274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Linet spol. s r.o., Želevcice 5, 274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Ratings and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Voltage:

230 VAC

Frequency:

50/60 Hz

Max. power input:

370 VA

Degree of protection:

IPX4

Protection class:

I

Applied part:

type B

Mode of operation:

10%, max 2min/18min

Safe working load:

250 kg

Model/type Ref.

Ref. de type

Eleganza 2

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity withUn échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005

IEC 60601-2-52:2009

IEC 60601-1-6:2010

IEC 62366:2007

as shown in the Test Report Ref. No.

which forms part of this certificate

comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro

de référence qui constitue une partie de ce

certificat

713035369

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date,

2014-09-25

CB 14 09 67069 008

Stefan Reis



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service