

Eleganza Sito



Transportní a relaxační křeslo

Eleganza Sito – komfort a funkčnost

Transportní a relaxační křeslo přináší díky snadné manipulaci a široké škále příslušenství řadu výhod jak samotnému uživateli, tak ošetřujícímu personálu.

- ERGONOMICKÝ DESIGN
- VARIABILITA NASTAVENÍ
- VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST
- ŠIROKÁ ŠKÁLA PŘÍSLUŠENSTVÍ



model D



model R2



model B

KOMFORT PRO UŽIVATELE

- Snadno ovladatelné, komfortní křeslo.
- Výjimečný ergonomický design sedáku a zádového dílu.
- Variabilita nastavení umožňuje přizpůsobení polohy maximálnímu komfortu uživatele.
- Škála příslušenství zvyšuje komfort a rozšiřuje možnosti použití křesla; například jídelní deska nebo opěrka nohou.

KOMFORT PRO PERSONÁL

- Variabilita řešení umožňuje vybrat vhodný model dle typu zařízení.
- Užité funkce napomáhají při každodenních činnostech.
- Díky příslušenství může být křeslo přizpůsobeno zdravotnímu stavu pacienta (infuzní stojany, boční fixační opěrky, redukční kit pro osoby menšího vzrůstu, ...)

TECHNICKÉ PARAMETRY

model	R1	R2
Šířka	61 cm	66 cm
Délka	74 cm	74 cm
Výška	112 cm	112 cm
Hmotnost	21 kg	22 kg
Max. zatížení	135 kg	135 kg

model	A	B
Šířka	67 cm	68 cm
Délka	79 cm	76 cm
Výška	112 cm	119 cm
Hmotnost	28 kg	32 kg
Max. zatížení	135 kg	135 kg

model	C / D
Šířka	76 cm
Délka	95 cm
Min. výška	125 cm
Max. výška	154 cm
Úhel zádového dílu	12° – 45°
Hmotnost	58 kg
Max. zatížení	135 kg