

LINET

MULTICARE X & OPTICARE X

Turn to Better Care



67%

di forza in meno per ruotare il paziente grazie all'inclinazione laterale ⁽¹⁾



95%

soddisfatti della nuova modalità Pronazione di Opticare X ⁽³⁾



63%

di forza in meno nella mobilizzazione del paziente grazie a Mobi-Lift® ⁽²⁾

Nuovo letto LINET per terapia intensiva di qualità PREMIUM, Multicare X, con inclinazione laterale tramite piano rete e innovativo materasso a bassa pressione costante, Opticare X.

Migliora l'outcome dei pazienti



Migliora l'outcome polmonare

Il basculamento laterale tramite piano rete e la terapia rotazionale programmata associata alla tomografia a impedenza elettrica riducono le complicanze associate alla ventilazione meccanica.



Mobilizzazione precoce

Il nostro programma per la mobilità precoce, che comprende la maniglia Mobi-Lift® e l'inclinazione laterale, contribuisce ad un rapido e miglior recupero del paziente.



Prevenzione delle cadute

Un complesso insieme di funzioni, come l'allarme uscita paziente multizonale o l'attivazione automatica del freno i-Brake®, supporta la sicurezza del paziente in ogni situazione.



Miglioramento dell'esperienza del paziente

Caratteristiche come Ergoframe®, la modalità Mobilità di Opticare X o il connettore USB integrato contribuiscono al comfort e all'autonomia del paziente, per una migliore salute mentale, una maggiore sicurezza e un recupero più rapido.



Prevenzione delle lesioni da pressione

La superficie antidecubito a bassa pressione continua (CLP) Opticare X utilizza una tecnologia brevettata basata su sensori che tramite un'immersione automatica ottimale aiuta a prevenire le lesioni da pressione. È ora disponibile la modalità Pronazione e Mobilità per rispondere alle diverse esigenze di un'ampia gamma di pazienti.

Modalità di lavoro migliorata per gli operatori sanitari




Movimentazione e gestione sicura del paziente

L'inclinazione laterale tramite piano rete consente agli infermieri di provvedere alle quotidiane cure con maggiore facilità e sicurezza riducendo lo sforzo per la schiena dell'operatore ed i connessi rischi di lesioni muscoloscheletriche.



Trasporto semplificato del paziente

Il trasporto richiede meno sforzo fisico grazie al peso ridotto del letto e alla quinta ruota motorizzata i-Drive Power® con pannello di controllo che può essere posizionato sulle aste portaflebo rinforzate e pieghevoli.



Procedure semplificate per gli operatori sanitari

L'intuitività dei comandi e delle funzioni riducono al minimo la complessità di utilizzo, sia nelle procedure frequenti che in quelle critiche grazie a comandi posizionati ergonomicamente, le funzioni a un solo pulsante o al freno intelligente i-Brake®.



Efficienza delle operazioni ospedaliere

Le nostre soluzioni Smart Care, come SafetyPort, aiuteranno gli operatori a ridurre le attività amministrative e ad ottimizzare la gestione dei pazienti a distanza.

Scoprite gli effetti dell'inclinazione laterale eseguita tramite piano rete



Migliora l'outcome polmonare

Gestione personalizzata basata sulle specifiche condizioni cliniche del paziente grazie al basculamento laterale del piano rete e guidata dalla tomografia a impedenza elettrica.



Movimentazione dei pazienti immobili

I micro-spostamenti, cioè il posizionamento laterale graduale e preciso, consentono la regolazione della posizione dei pazienti emodinamicamente instabili, mantenendo al contempo l'allineamento spinale.



Trasferimento semplificato del paziente

L'inclinazione laterale eseguita tramite piano rete consente un trasferimento del paziente più semplice e scorrevole.



Movimentazione sicura del paziente

L'inclinazione laterale eseguita tramite piano rete consente agli infermieri di provvedere alle quotidiane cure con più facilità e sicurezza, riducendo al contempo il rischio di lesioni alla schiena.



Mobilizzazione precoce del paziente

L'inclinazione laterale consente al paziente di toccare facilmente con i piedi il pavimento. La maniglia Mobi-Lift® fornisce poi un supporto stabile durante la mobilizzazione del paziente, riducendo i tempi di recupero.



LINET
Designed to help you care



Product video



multicarex.linet.com

REFERENCES

- (1) Effect of lateral tilt on patients turning, Lebeda T et al., NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology, Report no: 3636/2021, ex. 210347
- (2) Effect of Mobi-Lift® on patients mobilisation, Lebeda T et al., NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology, Report no: 3636/2021, ex. 210347
- (3) LINET Group, Multicare X and Opticare X Field test results – users evaluation 2021, internal document 2021_08

Note: When rating the balance between pressure care and support needed for prone nursing, as evaluated by 71 caregivers.