


AIR2CARE

LINET

La solution efficace pour réduire la pression




Gamme de matelas à air alterné sur 2 cellules

AIR2CARE

La solution efficace pour réduire la pression

UNE AIDE EFFICACE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES



Système d'alternance à 2 cellules, pour une réduction intermittente de la pression.



Fonction Fowler boost, afin de réduire au minimum le risque de talonnement.

FACILITÉ DE MANIPULATION GRÂCE À DES FONCTIONS INTUITIVES



Système Easy Smart avec réglage automatique de la pression selon le poids et la position du patient.



Transport facilité du patient grâce au mode transport qui peut être activé en débranchant le matelas du compresseur (SCU).



Entretien pratique, grâce aux cellules amovibles individuellement. Elle sont faciles à nettoyer, à décontaminer ou à remplacer.

SÉCURITÉ ET CONFORT AU CŒUR DES SOINS AUX PATIENTS



Large choix de durées de cycle en fonction de l'état clinique du patient et de ses préférences individuelles.



Compresseur intégré plus silencieux et réduisant les vibrations, pour un meilleur confort du patient.

MATELAS INTÉGRÉ

Le compresseur du matelas est intégré au châssis du lit Essenza et comporte un panneau de commande intuitif sur les barrières latérales.



Matelas intégré



MATELAS DE REMPLACEMENT

Le matelas de remplacement Air2Care avec compresseur externe convient tout type de lit.



Matelas non intégré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES

AIR2CARE 8

AIR2CARE 6

AIR2CARE 5

AIR2CARE 4



CARACTÉRISTIQUES

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Couches d'air | Air+Air | Air+Air | Surmatelas | Coussin |
| Modes | Modes alternance, MAX, basse pression continue | Modes alternance, MAX, basse pression continue | Modes alternance, MAX, basse pression continue | Modes alternance, MAX, basse pression continue |
| Mode transport | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée de cycle* | 10, 15, 20, 25 min. | 10, 15, 20, 25 min. | 10, 15, 20, 25 min. | 10, 15, 20 min. |
| Fowler Boost | Single point | Single point | Single point | — |

DIMENSIONS DU MATELAS

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Matelas de remplacement (cm) | 200 x 86 x 20 | 200 x 86 x 15 | 200 x 86 x 12,5 | 48 x 46 x 10 |
| | 200 x 100 x 20 | 200 x 90 x 15 | | |
| | 200 x 120 x 20 | 210 x 86 x 15 | | |
| | 200 x 140 x 20 | 210 x 90 x 15 | | |
| | 210 x 86 x 20 | 220 x 86 x 15 | | |
| Matelas intégré (cm) | 200 x 86 x 20 | 200 x 86 x 15 | | |

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Poids maximal du patient (kg) | 180/250* | 160 | 140 | 130 |
| Poids minimal du patient (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Housse | Housse bi-élastique, imperméable à l'eau et perméable à la vapeur | Housse bi-élastique, imperméable à l'eau et perméable à la vapeur | Housse bi-élastique, imperméable à l'eau et perméable à la vapeur | Housse bi-élastique, imperméable à l'eau et perméable à la vapeur |
| Fermeture éclair | 360° | 360° | 360° | 270° |
| Poignées | Oui | Oui | Oui | — |

* Uniquement pour les matelas de remplacement



Members of LINET Group

LINET France

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | France
 tél. : 02 47 80 31 80 | fax : 02 47 80 31 81 | e-mail : info@linet.fr | www.linet.fr



www.linet.fr