

Graciella®

Gynaecologische onderzoeksstoel



Vrouwen in het middelpunt van zorg en aandacht

Vrouwen in het middelpunt van zorg en aandacht

Preventief onderzoek is één van de meest uitgevoerde procedures bij gynaecologische klinieken. De Graciella® gynaecologische onderzoeksstoel stelt artsen in staat op ergonomische wijze hun werk te doen. De functionele elementen van het ontwerp zijn toegespitst op het optimaliseren van comfort en veiligheid voor de patiënt

31% van de vrouwen

ziet haar gynaecoloog 1x per jaar. 52% ziet haar gynaecoloog minder vaak, niet regelmatig of helemaal niet.⁽¹⁾

Baarmoederhalskanker

is wereldwijd de op drie na meest voorkomende kankersoort bij vrouwen.⁽²⁾ Preventief onderzoek en behandeling van voorstadia van kanker bij vrouwen tot 30 jaar is de meest effectieve methode om deze ziekte te voorkomen.⁽³⁾



Basisonderzoek, inclusief echografie, zeer ergonomisch en op één plek



Uniek ontwerp met twee telescopische hefkolommen voor gemakkelijke positionering van de stoel naar variabele posities.



Het elegante design schept vertrouwen voor en tijdens het onderzoek.



Eenvoudige bediening

Gynaecologen binnen gynaecologische klinieken onderzoeken, afhankelijk van verschillende factoren, ongeveer 20 patiënten per dag. De ergonomie en intuïtieve werking van de apparatuur, en voornamelijk de gynaecologische stoel, spelen een rol bij elk onderdeel van het werk. De Graciella® is ontworpen met oog voor detail en inachtnahme van de ergonomie bij het intensieve werk van gynaecologen.



Handbedieningspaneel met rotatiemechanisme stelt in staat tot bediening vanuit verschillende hoeken



Echografie direct op de stoel

De stoel kan gemakkelijk horizontaal worden gepositioneerd, zodat een echografisch onderzoek kan worden uitgevoerd, zonder de patiënte te verwijzen naar de onderzoekstafel.

De voetbediening biedt de mogelijkheid de stoel snel en gemakkelijk te verstellen, zelfs tijdens het onderzoek.

Vooringsgestelde posities

Vooringsgestelde posities voor gemakkelijk switchen tussen de twee meest gebruikte stoelposities. .



Zitpositie

Onderzoekspositie

Positionering van de beensteunen

Dankzij het ruime afstellingsbereik kunnen de beensteunen worden gepositioneerd naar behoefte van de gynaecoloog en mogelijkheden van de patiënt, zodat het comfort van beiden gewaarborgd blijft



Ontworpen voor vrouwen

Iedere vrouw zal gedurende haar volwassen leven een keer gynaecologische zorg nodig hebben. Een aangename en comfortabele omgeving zorgt voor meer rust en vertrouwen.

Niet-belemmerend opstapgedeelte

De stoel is voorzien van een opstapgedeelte met rotatiemechanisme. De opstap helpt de patiënt bij het plaatsnemen in de stoel en kan naar de zijkant worden weggedraaid, zodat deze geen belemmering vormt tijdens het onderzoek. .



Stoeldesign, ergonomische vorm en zachte bekleding garanderen patiëntencomfort

De patiënt kan veilig plaatsnemen in de stoel dankzij het opstapgedeelte en de instelbare hoogtefuncties.

Aangenaam ontwerp

Het variabele positioneren zorgt ervoor dat de stoel kan worden afgestemd op de lichaamsbouw van iedere individuele patiënt. Ook de zachte bekleding en ergonomische vorm van de stoel verhogen het comfort van de patiënt. De stoel is tevens voorzien van een geïntegreerde hoofdsteun. .



Verwisselbare beensteunen

De Graciella® is een gynaecologische onderzoeksstoel met een unieke kolommenontwerp. Dankzij haar elegante design en ergonomische eigenschappen draagt de Graciella® stoel bij aan een betrouwbare en moderne omgeving voor gynaecologisch onderzoek.



Standaard beensteunen



Goepel beensteunen

Kolomontwerp verbetert hygiëne en vergemakkelijkt reiniging

De Graciella® stoel is uitgerust met een uniek kolomontwerp. De primaire functie van de twee elektrisch aangedreven telescopische hefkolommen is de hoogteverstelbaarheid. De uitzonderlijke hygiënische eigenschappen van deze ontwerpoplossing zijn van grote toegevoegde waarde

Vuilbestendige kolommen

De kolommen zijn gemaakt van elektrolytisch geoxideerd aluminium en het oppervlakte is voorzien van een dunne filmlaag smeermiddel. De ruimte tussen de cilinders van de telescopische hefkolommen is opgevuld met kunststof spacers, zodat vuil niet in de cilinders kan komen.



De behuizing is dankzij haar simpele vorm en gladde oppervlak zeer gemakkelijk te reinigen.

Het elegante tweekolommige systeem creëert ruimte tussen het onderstel en de stoel, waardoor de gehele stoel grondig gereinigd kan worden.



Hygiëne van de bekleding

Ook de naadloze bekleding is onderdeel van het unieke hygiëneconcept van de Graciella® stoel. Het materiaal is ontworpen voor eenvoudige reiniging middels de gebruikelijke methodes.



Opklapbaar wiel

Dankzij het opklapbare wiel aan het onderstel kan de stoel gemakkelijk gemanoeuvreed worden. Een uitkomst wanneer de vloer onder en rondom de stoel gereinigd wordt.



Ontwerpoplossing

De Graciella® is een gynaecologische onderzoeksstoel met een unieke kolommenontwerp. Dankzij haar elegante design en ergonomische eigenschappen draagt de Graciella® stoel bij aan een betrouwbare en moderne omgeving voor gynaecologisch onderzoek



Accessories



Opstapgedeelte



Roestvrijstalen schaal



Kunststof schaal



Zwenkbare wielen



Plastic bescherming van de onderzijde van de stoel



LED lamp



Goepel beensteun



Beensteunen gedeeltelijk bekleed



LBeensteunen met volledige bekleding



Artsenkruk -ergonomisch, verstelbare poten



Artsenkruk -hoogteverstelbaar, handmatige bediening



Artsenkruk - ergonomisch, hoogteverstelbaar, handmatige bediening



Papierrolhouder (standaard)



Colposcoophouder



Beenrust



EU bar houder



Infuushouder



Platte hoofdsteen

Kleuropties



A – Violet



B – Briljant blauw



F – Oceaan groen



M – Mais geel



P – Oranje

Overzicht en technische parameters



Technische specificaties

Maximum stoellengte (zonder beensteunen)	1325 ± 10 mm
Maximum stoellengte (met beensteunen)	1733 ± 10 mm
Maximum stoellengte (met Goepel beensteunen)	1402 ± 10 mm
Maximale stoellengte (met dubbel-scharnierende Goepel beensteunen)	1495 ± 10 mm
Totale breedte (over beensteunen)	780–845 mm
Bekleding breedte (max.)	630 ± 5 mm
Bekleding dikte	30 ± 2 mm
Zithoogte (in zitpositie)	615 ± 5 mm
Maximum hoogte van het zitgedeelte (voorste rand)	1043 ± 5 mm
Stelbereik hoek van rugsteun t.o.v. zitgedeelte	0°±2° / +40° ±2°
Stelbereik hoek van zitgedeelte	0°±2° / +20° ±2°
Trendelenburg positie	-12°±2°
Opstapstuk boven vloer min.	275–540 mm
Patiënt belasting	180 kg
Maximale belasting van de stoel	195 kg
Toegestane belasting beensteun	32 kg
Gewicht van de stoel (afhankelijk van configuratie)	85–115 kg
Toegestane belasting schaalhouder	10 kg
Maximale belasting EU bar	15 kg
Volume van hangende schaal	2.4 l
Bescherming	IPX4
Voetbediening bescherming	IPX6
Bedieningsmodus	Int. 2/18 min
Geluidsniveau	Less than 48 dB (A)

Elektrische specificaties

Voltage	100 V AC / 110 V AC / 120 V AC / 127 V AC / 230 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Motor voltage	24 V AC
Waterdichtheid	IPX4
Beschermingsklasse apparaat	I
Classificatie van inclusieve onderdelen	B
Maximaal ingangsvermogen	370 VA
Stoelzekeringen	2 x T1.6AL 250 V

Voordelen

Patiënt

- Gynaecologische en echografische onderzoeken in één stoel
- Gemakkelijk plaatsnemen
- Comfortabel en aangenaam design



- Verbeterde ergonomie gedurende het onderzoek
- Snel te verstellen naar de meest gebruikte posities
- Alle basisonderzoeken mogelijk in één stoel



Arts

Management

- Modern en betrouwbaar stoelontwerp
- Eenvoudig onderhoud en gemakkelijke reiniging
- Uitbreidbare functionaliteit dankzij ruim accessoirepakket



Verwijzingen

- (1) Frequency women worldwide visited or consulted an obstetrician or gynaecologist as of 2018, Global Views On Healthcare — 2018, 2018 Ipsos
- (2) Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis; Marc Arbyn, Elisabete Weiderpass, Laia Bruni, Silvia de Sanjosé, Mona Saraiya, Jacques Ferlay, Freddie Bray; Lancet Glob Health 2020; 8: e191–203; Published Online 4 December 2019
- (3) Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, WHO 2019



LINET

Members of LINET Group

LINET, spol. s r.o.

Želečice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

