

AYUDA A CONECTAR LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA CON LA ESTRATEGIA DEL LIDERAZGO PARA AYUDAR A REDUCIR LOS RIESGOS DE LAS VARIACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Ser asistente es gratificante y difícil al mismo tiempo, dada la cantidad de tareas simultáneas que hay que realizar. Por ello, nuestro objetivo es ayudar a los asistentes con su flujo de trabajo con LINIS SafetyPort, una solución para la exportación automatizada de datos de las camas LINET (por ejemplo, posición segura de la cama, alarma de salida de la cama o peso del paciente).



ENFERMERÍA

- Resumen de los datos de todas las camas en cualquier momento.
- Evaluación de los datos de movilización del paciente.
- Datos para ayudar a reducir y tratar las úlceras por presión.



GESTIÓN

- Resumen de uso de las funciones de la cama.
- Datos prácticos compilados en gráficos y tablas.
- Resumen detallado de la práctica clínica en su centro.



SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Datos en tiempo real sobre el uso de la cama.
- Historial completo de códigos de error.
- Ubicación de la cama en el hospital.



SEGURIDAD DEL PACIENTE

16 puntos de datos:

- Control de la presencia y el peso del paciente.
- Supervisión de la posición de seguridad de la cama.



ASPECTOS RESPIRATORIOS Y DE MOVILIZACIÓN

12 puntos de datos:

- Mejora de las prácticas de movilización
- Prevención de las úlceras por presión.



GESTIÓN DE LA CAMA

7 puntos de datos:

- Supervisión de la ubicación de la cama y datos importantes de mantenimiento.
- Resumen de su equipamiento



USO

4 puntos de datos:

- El hospital tiene acceso a un resumen de datos prácticos de las características de la cama.

PANEL DE INSTRUMENTOS

Columnas personalizables

Historial de todas las camas

Interfaz de administración

LOCATION	NAME	NOTE	RESPIRATORY STATUS	OUT OF BED STATUS	SAFETY POSITION	WHEELS	WASHER	CONNECT POSITION	BARCODE	TEMPERATURE	LOADING TGT	PATIENT WEIGHT
101 [A]	S. Z.	Disoriented patient, supervised bedrest.	ON - Breathe	ON	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0"	90.7 kg
102 [A]	K. L.	Patient needs assistance	ON - Breathe	OUT	✓	✓	✓	✓	✓	0"	ACT 10"	87 kg
103 [A]	J. M.	After surgery, slow sit/stand	OFF	IN	✓	✓	✓	✓	✓	10°	0"	L 30" ALT 89 kg
104 [A]	A. N.	Patient needs loading weight	ON - Breathe	ON	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0"	90.7 kg
105 [A]	R. Z.	Patient needs assistance	OFF	OUT	✓	✓	✓	✓	✓	0"	0"	87 kg
106 [A]		Not assigned	ON - Breathe	ON	✓	✓	✓	✓	✓	0°	ACT 10"	
107 [A]	M. N.	Patient with diabetes	OFF	IN	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0"	
108 [A]	A. K.	Patient needs loading weight			Disconnected							
109 [A]	E. L.	Patient needs assistance			Disconnected							
Unknown	R. Z.	Patient needs assistance	OFF	OUT	✓	✓	✓	✓	✓	0"	0"	
Unknown	E. L.	Patient needs assistance			Disconnected							

Vista 24 horas
Notas sobre cuidados
Información y estadísticas
sobre movilización

Detalle de cada cama

CAMAS COMPATIBLES

22+
puntos de datos



Eleganza 3

22+
puntos de datos



Eleganza 4

37+
puntos de datos




Eleganza 5

39+
puntos de datos



Multicare, Multicare LE

CONECTIVIDAD



OPCIONES DE IT

Sistema operativo del servidor	Sistema operativo Linux (preferente), servidor Windows (2016, 2019 y versiones posteriores)
Formato de datos para la exportación al SIH	HL7 v2, xml, servicios web
Interfaz gráfica para la visualización en el puesto de enfermería	Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y Safari



Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid

Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 | email: linetiberia@linet.es | www.linet.es