

Combinea



Pacientský stolek k lůžku

Combinea – varianty podle přání

Pacientské stolky Combinea tvoří variabilní řadu šesti modelů, které umožňují široké použití. Zaoblené rohy a hrany jsou bezpečné pro každodenní používání a ideální pro běžné čištění.

- MODULÁRNÍ ŘADA STOLKŮ
- ZABUDOVANÁ ZÁSUVKA NA TELEFON U NĚKTERÝCH MODELŮ
- 5. KOLEČKO PROTI PŘEVRHnutí U VELKÉ ZÁSUVKY
- SNADNÁ ÚDRŽBA
- ŘADA BAREVNÝCH VARIANT

▪ *Plastová odnímatelná horní deska z ABS plastu pro snadnou údržbu.*

▪ *Ochranné nárazové lišty okolo celého korpusu chrání stolek při transportu.*

▪ *Dvojitá kolečka s průměrem 50 mm.*



Díky odnímatelným plastovým vložkám do zásuvek je možné tyto prostory snadno čistit.



Zásuvky i korpus stolu jsou vybaveny zaoblenými madly pro snadné uchopení.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Možnost výběru mezi dvířky nebo velkou zásuvkou; dvířka jsou vybavena závěsy otočnými o 270°.
- Zásuvka na telefon bez bočních vlysů je snadno přístupná z obou stran stolu.
- Čtyři dvojitá kolečka a páté kolečko u zásuvky.
- Držák na tři lahve integrovaný do vložky velké zásuvky.
- Odnímatelná horní ochranná deska.
- Snadno omyvatelná konstrukce.
- Pevná hliníková madla s atraktivní povrchovou úpravou.



Plastová ochranná krycí deska se zvýšenými okraji proti pádu předmětů s příjemným zaobleným tvarem.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- Stolek je také možné vybavit zámkem horní zásuvky.
- Na rozdíl od běžného nábytku je korpus stolků Combinea vyroben z desek s povrchovou vrstvou laminátu, což významně zvyšuje odolnost a usnadňuje hygienu stolu.
- Páté kolečko u dolní zásuvky stolu zajišťuje jeho stabilitu a chrání ho proti překlopení.
- Pacient má snadný přístup ke všem úložným prostorům stolu, čímž se zvyšuje samostatnost pacienta.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška – nízký stolek	80 cm
Výška – vysoký stolek	90 cm
Šířka – vč. ochranných lišt	48 cm
Šířka – korpus	41 cm
Hloubka – vč. ochranných lišt	50 cm
Hloubka – korpus	45 cm
ABS díly	RAL 9002
(Horní krycí deska i ve variantě RAL 9006.)	