



# Blues Comfort

Rozkládací křeslo



# Blues Comfort

## FUNKCE

- Křeslo Blues Comfort je rozkládací a může sloužit jako přistýlka v pokojích pacientů, v nemocnicích, hospicích a jinde.
- Jednoduchý mechanismus rozkládání kovové konstrukce zaručuje vysokou stabilitu v případě rozložení.
- Dřevěné područky.
- Vyrobeno ze svařované voděodolné koženky.



ČERNÁ



MAHAGON

## TECHNICKÁ DATA

Šířka | 86 cm  
Výška | 78 cm  
Hloubka | 98 cm  
Délka lůžka | 192 cm  
Výška ložné plochy | 44 cm  
4 kolečka pro lepší manipulaci,  
2 přední kola velikosti 7,5 cm jsou  
vybavena brzdami.

## DŘEVĚNÉ DEKORY




PŘÍRODNÍ




OLŠE



TŘEŠEŇ



KOŇAK



TABÁK



LARGO



OŘECH



MAHAGON



HNĚDÁ



ČERNÁ

# VZORNÍK BAREV



Viny 1000



Viny 6275




Viny 7095



Viny 8067



Viny 8333



Viny 6056



Viny 2120



Viny 2216



Viny 5109



Viny 5203



Viny 4057



Viny 4697



Viny 1204



Viny 1999



Viny 2450

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Složení | PVC 86% – PES/Cotton 14%

Hmotnost | 610g ± 30g/m<sup>2</sup>

Šířka | 140 ± 3 cm

Délka role | ~30m

Tloušťka | 1,0 mm ± 0,1 mm



## PROTIPOŽÁRNÍ NORMA

EN 1021-1

EN 1021-2



## ODOLNOST PROTI OTĚRU

100,000 cyklů



## STÁLOBAREVNOST

PŘI UMĚLÉM OSVĚTLENÍ

>\_6

# Blues Comfort

Rozkládací křeslo



LINET spol. s r.o.

Želečice 5, 274 01 Slaný, Česká republika

tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: [info@linet.cz](mailto:info@linet.cz), [www.linet.cz](http://www.linet.cz)