

# MiMi

## Postýlka pro novorozence



### Pacient

- Miminko pod neustálým dohledem
- Maminka má dítě na dosah



### Sestra

- Jednoduchá manipulace i hygiena
- Praktické nastavení výšky a náklonu



### Management

- Praktické vybavení moderních porodnic
- Barevný koncept




# Postýlka MiMi

Novorozenecká MiMi postýlka poskytuje dítěti 100% bezpečí a umožňuje profesionální péči. Je vysoce praktická a usnadňuje péči o novorozence zdravotnickému personálu i maminkám.

## Praktická ve všech ohledech

- Postýlka je pojízdná a velmi snadno se s ní manipuluje. Miminko lze tak bez problémů přemístit například mezi pokojem a vyšetřovnou.
- Postýlku je možné jednoduše výškově polohovat. Ať pro vyšetřovací polohu nebo pro zajištění postýlky přímo nad lůžko maminky.

- 1** Postýlku, vaničku i matraci lze snadno omývat a čistit. Matrace má voděodolný potah.
- 2** Výška postýlky je mechanicky nastavitelná pomocí plynové pružiny.
- 3** Manuální náklon postýlky do TR/ATR polohy.
- 4** Kolečka s brzdami pro bezpečné zajištění postýlky.





### 100% bezpečná

- Nastavitelný náklon je důležitý pro děti, které potřebují zvýšenou polohu v případě zhoršené průchodnosti dýchacích cest při onemocnění.
- Postýlka je stabilní, takže nehrozí její překlopení.
- Průhledná vanička je šitá na míru právě narozeným dětem. V menším prostoru se cítí bezpečněji.
- Postýlka je kompatibilní s běžně používanými monitory dechu.



### Pro zdraví a komfort

- Vanička je vyrobena z průhledného plastu, zdravotníci i maminky mají miminko stále na očích.
- Průhlednost a pojezdnost postýlky dovoluje vystavit dítě slunečnímu svitu v případě novorozenecké žloutenky.

### Barevný koncept

Moderní design a možnost výběru z několika barevných variant dovoluje vytvořit příjemné prostředí na oddělení a zvýšit prestiž celého zařízení.

# Technická data

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry postýlky (d × š × v)	92 × 57 × 102 cm
Rozměry vaničky (d × š × v)	79,5 × 46,5 × 22–29 cm
Výškové nastavení ložné plochy pomocí plynových pružin	64 až 94 cm
Úhel náklonu vaničky	+14° / -14°
Hmotnost postýlky	21 kg
Nosnost	do 15 kg dítěte



Members of LINET Group

### LINET spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika  
tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

