

Movita 2-d

Demontovatelné pečovatelské lůžko



Proč lůžko Movita 2-d?

- Lůžko je **plně demontovatelné**.
- Movita 2-d lze využít v domácí péči nebo v pečovatelských domech s úzkými dveřmi.
- Nabízí všechny výhody elektricky polohovatelného lůžka.
- Nízká poloha (36/38 cm) zvyšuje bezpečnost a usnadňuje vstávání.
- Jeho moderní design vytváří příjemnou atmosféru domácího prostředí.



Výhody

- Lůžko lze **snadno zcela demontovat**.
- Žádný díl lůžka neváží více než 18 kg a je v souladu s ochranou zdraví při práci a bezpečnostními požadavky.
- Na první pohled lůžko Movita 2-d nerozeznáte od standardního lůžka Movita. Technické parametry obou lůžek jsou téměř identické.
- **Montáž a demontáž** lůžka Movita 2-d **zvládne jedna osoba** – rychle a bez užití nářadí.

Další vlastnosti

- Lůžko je pojízdné v každé výšce ložné plochy
- Otočná kolečka s brzdou o průměru 100 mm nebo 125 mm (designová verze)
- Postranice chrání klienta po celé délce lůžka.