


LINET

COLCHÓN DE ESPUMA EFFECTACARE 20 VISCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

DIMENSIONES:

Dimensiones del colchón (largo / ancho / alto)	200 X 86 X 14 cm
Tipo de colchón	Colchón con capa inferior de espuma de poliuretano y capa superior de espuma viscoelástica
Densidad de la capa inferior	33 kg / m ³
Densidad de la capa superior	52 kg / m ³
Carga de trabajo segura	150 kg



COLCHÓN

- Colchón con capa inferior de espuma de poliuretano de densidad mínima de 25 kg / m³ y capa superior de espuma viscoelástica de densidad mínima de 50 kg / m³
- Funda protectora impermeable, transpirable, bacteriostática, ignífuga de fácil limpieza con cremallera, al menos de 180 °

NORMATIVAS

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (MDR)
- Ley nº350/2011 Coll, relativa a sustancias y preparados químicos (Reglamento (CE) Nº1907/2006)
- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 10993-10:2013
- BS 7177:2008 +A1:2001
- EN 597-1:2015
- EN 597-2:2015