


LINET

COLCHÓN DE ESPUMA EFFECTACARE 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

DIMENSIONES:

Dimensiones del colchón (largo / ancho / alto)	200 X 86 X 14 cm
Tipo de colchón	Colchón monobloque de espuma blanca de poliuretano, perfilado en la capa superior
Densidad de la capa	33 kg / m ³
Espesor	140 mm.
Carga de trabajo segura	150 kg



COLCHÓN

- Monobloque de espuma blanca PU (RX 33036) perfilado en la capa superior, con cortes en la inferior, de D-33 kg./m³ HR de 140 mm de espesor, y resistencia de compresión 3,6kPa/m². Ignífugo CRIB 5
- La arquitectura del bloque perfilado permite una mejor circulación del aire y favorece la transpiración interna. Las ranuras de la parte inferior permiten una adaptación mayor a las articulaciones de la cama
- Ausencia de látex en todos sus componentes.

FUNDA

- Tejido bioelástico azul serigrafiado; Cara superior 100%PU, soporte inferior 100% poliéster, gramaje de 175gr/m².
- Tejido impermeable, transpirable y extra suave. Material Flora T70 de color azul. Superficie deslizante para facilitar la limpieza. Tela lavable hasta 71 grados, que mantiene por más tiempo el colchón en condiciones higiénicas óptimas. Ignífugo CRIB 7
- Cremallera blanca perimetral de 180° con solapa para facilitar la extracción y limpieza.

NORMATIVAS

• Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (MDR)
• Ley nº350/2011 Coll, relativa a sustancias y preparados químicos (Reglamento (CE) N°1907/2006)
• EN ISO 10993-5:2009
• EN ISO 10993-10:2013
• BS 7177:2008 +A1:2001
• EN 597-1:2015
• EN 597-2:2015