

LINET

MOBILIARIO DE HABITACION-MESILLA MODELO COMBINEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

DESCRIPCIÓN:


Dimensiones externas	41 x 51 x 82 cm.
4 Ruedas dobles, con freno en dos de ellas	50 mm.
Color bandeja superior y partes en ABS	RAL 9002
Carga máxima del atril	10 kg.



ESTRUCTURALES:

<ul style="list-style-type: none">• Bordes redondeados	
<ul style="list-style-type: none">• Configuración: Cajón, hueco, y puerta con estante interior	
<ul style="list-style-type: none">• Tapa de la mesilla y frentes de cajón y armario en HLP con bordes en ABS	
<ul style="list-style-type: none">• Cajón con railes anticaída, que evitan la extracción completa.	
<ul style="list-style-type: none">• Puerta y cajon accesibles por ambos lados.	
<ul style="list-style-type: none">• Paragolpes inferior en todo el perímetro	
<ul style="list-style-type: none">• Atril para lectura/comer posicionable a ambos lados	
<ul style="list-style-type: none">• Asas laterales para su mejor movilización	

COLORES



* Las imágenes pueden no corresponder con la configuración ofertada