

# LINET

## MESILLA ELEGANZA CLASSIC

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

#### DIMENSIONES:

Dimensiones externas	88,5 X 50 X 51,5 cm
Tablero superior (superficie útil)	46,5 X 41 cm
Carga máxima del cajón superior	5 kg
Ruedas dobles	7,5 cm
Peso	35 kg
<b>OPCIONAL:</b>	
Atril lateral integrado en la estructura de la mesa	59 X 33 cm
Altura regulable de la mesa atril	73 – 106 cm
Carga máxima de la mesa atril (en el centro)	9 kg
Carga máxima de la mesa atril (en el extremo)	5 kg
Altura máxima de la mesilla (hasta mesa atril)	88,5 cm



#### ESTRUCTURALES (MESILLA)

- Mesilla de paciente, opcionalmente con atril integrado
- Estructura construida en acero con recubrimiento de pintura en polvo epoxi, de alta calidad y resistencia a agentes químicos y mecánicos, y paneles laminados tipo HPL
- Cajón superior simétrico, es decir, que se pueda abrir desde la parte delantera y la parte posterior
- Hueco
- Puerta inferior simétrica, es decir, que se pueda abrir desde la parte delantera y posterior
- Cajón y puerta con asas metálicas
- Sobre superior con bordes para evitar que se caigan las cosas
- Diseño libre de esquinas para facilitar la limpieza
- Toallero lateral

#### ESTRUCTURALES (ATRIL)

- Atril integrado en un lateral, fácilmente desplegable
- Con regulación en altura

• Con posición de lectura
• Capacidad de carga de la bandeja de al menos 5 kg
• Sobre superior con bordes para evitar que se caigan las cosas
• Diseño libre de esquinas para facilitar la limpieza
<b>RUEDAS</b>
• 4 ruedas de 75 mm como mínimo, 2 de ellas con freno
<b>COLORES</b>
• Color de las partes metálicas a elegir entre RAL9002 (blanco roto) y RAL9006 (gris)
• Color de la parte laminada a elegir

<b>CARACTERISTICAS DESTACADAS</b>
Interior del cajón de plástico extraíble para facilitar la limpieza
Atril integrado en el lateral, sin ocupar espacio extra cuando está plegado

<b>NORMATIVAS</b>
MDD 93/42/EEC, anexo VII- Clase I
EN ISO 14971:2007

\* Las imágenes pueden no corresponder con la configuración ofertada