

MESITA a medida

La mesita está fabricada en tablero compacto en tapa, balda y tablero de la base y en melamina laterales y trasera.

- ✓ Opciones de configuración:
 - Cajón / hueco/ Puerta
 - Hueco/ Hueco
 - Hueco /puerta
 - Cajón / Puerta
- ✓ Sustentada sobre cuatro ruedas, 2 con freno.
- ✓ Esquinas redondeadas atraumáticas
- ✓ La balda intermedia se sitúa en la parte superior disponiendo de dos huecos para guardar efectos personales del paciente.
- ✓ Colores : blanco/ azul /gris



PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones externas mesilla (estándar)	68 (Al) x 42 (An) x 40 (Prof) cm
Dimensiones del tablero	42 (An) x 40 (prof) cm
Hueco superior	40 x 12 cm
Hueco inferior	40 x 54 cm
Ruedas (diámetro)	6 cm