

MESA SOBRECAMA SERVER STYLO S3 y S4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS


DIMENSIONES:

	STYLO S3	STYLO S4
Dimensiones aproximadas An X Al X P	84 X 78-115 X 43 cm	87 X 72-103 X 42 cm
Peso aproximado	15 kg	14 kg
Dimensiones aproximadas del tablero del atril	69 X 37 cm	86 X 42 cm
Capacidad de carga aproximada en el centro del tablero	20 kg	35 kg
Inclinación del tablero	360 °	Sin inclinación



ESTRUCTURALES

- Atril para el paciente o residente para, por ejemplo, poder comer en la cama o en el sillón
- Estructura construida en acero con recubrimiento de pintura en polvo epoxi, de alta calidad y resistencia a agentes químicos y mecánicos, y paneles laminados tipo HPL
- Pie metálico con una forma que permita deslizarse bajo la cama o abrazar una silla
- De altura variable de entre 70 cm y 100 cm aproximadamente
- Bandeja de material plástico, laminado o similar
- Tablero abatible en vertical para aprovechar el espacio disponible















- Opción de regulación del ángulo para poder leer (S3)













RUEDAS

- Dos diferentes posibilidades de ruedas:
 - Ruedas dobles de 50 mm, 2 ruedas en diagonal con freno
 - Ruedas dobles de 75 mm, 2 ruedas en diagonal con freno

COLORES

- Color de las partes metálicas a elegir entre RAL9002 (blanco roto) y RAL9006 (gris)
- Veintitrés colores para elegir para el tablero

 <p>Haya R24034</p>	 <p>Haya de altmühl R24006</p>	 <p>Roble lindberg R20021</p>	 <p>Cerezo la habana R42006</p>
 <p>Olmo salisbury, natur R37016</p>	 <p>Roble italiano R20286</p>	 <p>Arce R27044</p>	 <p>Teca nórdica R50094</p>
 <p>Nogal de okapi R30135</p>	 <p>Blanco cristal U11026</p>	 <p>Magnolia U11509</p>	 <p>Erbale blanco E009</p>

 <p>Zebra Moka Z002</p>	 <p>Blanco especial 030</p>	 <p>Azul Oslo B048</p>	 <p>Coquille d'oeuf C017</p>
 <p>Aguamarina A014</p>	 <p>Gris delfín G044</p>	 <p>Rosa Givré R058</p>	 <p>Merisier Ambré M091</p>
 <p>Tangerine T106</p>	 <p>Flor de Anís F053</p>	 <p>Honey oak H027</p>	

* Las imágenes pueden no coincidir con la configuración ofertada