

LINET

SILLON HOSPITALARIO DE HABITACIÓN-MODELO SELLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

DIMENSIONES:

Longitud total en posición sentado:	910 mm.
Longitud total en posición tumbado:	1.610 mm.
Ancho del sillón:	685 / 705 mm.*
Elevación máxima (de ajuste de altura):	205 mm.
Altura mínima:	490-505 mm.**
Altura máxima:	490-745 mm.**
Ángulo de ajuste de respaldo:	De 12º a 70º
Ángulo de ajuste de piernas:	De 12º a 87º
Ángulo de ajuste de brazos:	-25º, 0º, 25º, 90º



*Resposabrazos estandar/donación

** Según configuración

ESTRUTURALES

- Empujador trasero para movilización del sillón/traslado
- Soporte apoya pies con sistema de freno de seguridad
- 4 ruedas 360º de 125 mm.
- Reposabrazos abatibles para facilitar el transfer de paciente
- Respaldo alto para asegurar apoyo completo

OPCIONALES

- Asistente de elevación de altura (bipedestación)
- Ajuste independiente del respaldo *No compatible con el asistente de altura
- Altura fija (sin opción de regulación de altura, sin opción de asistente de elevación)
- Palanca de accionamiento de respaldo al alcance del paciente
- Freno centralizado en pedal trasero
- Cojín reposacabezas con orejeras
- Barandillas laterales extraíbles

COLORES

	SK:A1 - Albaricoque 008294 <i>Vowalon</i>
	SK:A7 - Violeta F2/8749 <i>Svitap</i>
	SK:B1 - Azul báltico 00878 <i>Vowalon</i>
	SK:B7 - Azul brillante F2/4491 <i>Svitap</i>
	SK:C1 - Crema 008291 <i>Vowalon</i>
	SK:F7 - Verde Océano F2/4323 <i>Svitap</i>
	SK:M7 - Amarillo maiz F2/6586 <i>Svitap</i>
	SK:P7 - Naranja F2/7515 <i>Svitap</i>

- Color de la estructura de acero lacado epoxi: GRIS RAL7011

- **NORMATIVA:**

- ❖ Clasificación Clase I reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (MDR)
- ❖ Reglamento CE
- ❖ Directiva 2006/42/CE
- ❖ EN ISO 14971:2019
- ❖ EN ISO 10993:2009
- ❖ EN ISO 10993-10:2013

* Las imágenes pueden no corresponder con la configuración ofertada