


Přehled sortimentu



Přehled sortimentu

Pečovatelská lůžka, asistenční systémy



Sentida 1



Sentida sc, xl



Variana



Air2Care 8
(aktivní)



Sentida 3



Movita AM



SafeSense



Air2Care 6
(aktivní)



Sentida 4



Movita Casa



SafeSense 3



Air2Care 5
(aktivní)



Sentida 5,
le, xl, xxl



Carisma 300xxl



Air2Care 4



Sentida 6,
le, xs, s, d, xl



Latera® Thema



Air2Care 20
(aktivní)

Matrace

Stolky, jídelní desky


Křesla, židle, stoly, nábytek



Air2Care 10
(aktivní)



MediMatt 30
(pasivní)



CliniCare 100HF
(hybridní)



PrimaCare 10
(pasivní)



ViskoMatt 50
(pasivní)



EffectaCare 20
(pasivní)



ViskoMatt 30
(pasivní)



EffectaCare 10
(pasivní)



ViskoMatt 10
(pasivní)



Combinea



Combinea plus



vt3-t



vitalia 3



Solido 3



Sella



Softlin Plus



Softlin Komfort



Gavota



Blues



Blues Comfort



Impuls



Medlin



Forlin

Sentida

S ošetrovatelskými lůžky řady Sentida se daří plnit požadavky současné ošetrovatelské péče. Nejvyšší bezpečnostní standardy v kombinaci s útulným designem nabízejí celé portfolio lůžek Sentida.

Inovativní řešení, jako je jedinečná strategie 3 stop a patentovaný koncept postranic SafeFree®, mohou snížit počet pádů a jejich následků a stanovit standardy v oblasti bezpečnosti, mobility, výškové nastavitelnosti a domácího prostředí.





VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČÍ, ZVÝŠENÍ SAMOSTATNOSTI



DVOJITÁ AUTOREGRESE – SNIŽOVÁNÍ RIZIKA VZNIKU DEKUBITŮ, ELIMINACE NÁSLEDNÉ PÉČE



- Nízká výška ložné plochy až 23 cm (Sentida sc) – účinná prevence pádů
- 3 x stop strategy – inteligentní mobilizace
- Variabilita nastavení postranic Safe Free® a Safe Free Flex®
- Monitorování hmotnosti klienta přímo na lůžku (Sentida 7i)



Sentida 1
Základní model



Sentida 3
Pojízdné



Sentida 4
Flexibilní



Sentida 5
Designové



Sentida 6
Extra mobilní

Dostupné
také
v demontovatelné
verzi



Sentida 7i
Inteligentní



Sentida sc
Mnohotvárné

Movita

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Sociální péče podléhá rozsáhlým vlivům a trendům, jako je například zvyšující se podíl osob vyžadujících stálou péči a pacientů s demencí. Pro provozovatele a ošetrovatelský personál domovů pro seniory to představuje stále větší kvalitativní a ekonomickou výzvu.

Právě pečovatelská lůžka Movita jsou řešením pro zařízení, která jsou omezena rozpočtem, a přesto mají vysoké nároky na komfort a kvalitu.





ÚČINNÁ PREVENCE PÁDŮ, ZVÝŠENÍ SAMOSTATNOSTI



ZJEDNODUŠENÍ RUTINNÍ OŠETŘOVATELSKÉ ČINNOSTI

- Vynikající poměr cena/výkon
- Dvojitá autoregrese napomáhá prevenci vzniku dekubitů
- Integrované prodloužení lůžka
- Minimální požadavky na příslušenství



Movita Casa
Designové



Movita AM
Akční model

Akční model

Carisma

KOMFORTNÍ MODEL

Místnost s lůžkem je často posledním obývacím pokojem pro osobu vyžadující péči. V této fázi má pečovatelské lůžko zásadní význam pro pohodlí a důstojný život klienta. Komfort a funkce lůžka hrají nezastupitelnou roli. Pokud jde o mobilitu, vítězí CARISMA hlavně díky řadě praktických výhod. Dělené postranice poskytují oporu při mobilizaci jak na lůžku, tak mimo něj. Díky odolnému zdvihovému mechanismu CARISMA 300-xxl poskytuje komfortní a bezpečnou péči klientům s tělesnou hmotností až 270 kg, a tak společně se 120 cm širokou ložnou plochou zajistí dostatek prostoru a pocit pohodlí.



- Individuální nastavení výšky 36–80 cm
- Snazší mobilizace klienta pomocí postranic
- Maximální hmotnost klienta 270 kg
- Šíře ložné plochy 120 cm

Variana

DEMONTOVATELNÉ A OMYVATELNÉ PEČOVATELSKÉ LŮŽKO

Variana, elektricky polohovatelné lůžko, vychází vstříc náročným požadavkům pečovatelů a jejich klientů. Díky nadstandardním vlastnostem, sofistikovaným funkcím a příznivé ceně nachází uplatnění nejen v domovech pro seniory, ale i v domácím prostředí. Lůžko lze v několika krocích snadno a bez použití nářadí rozložit a poté zcela bez problémů přesunout. Pečovatelské lůžko Variana je vybaveno dvěma omyvatelnými sadami, „Standard“ a „Premium“, které umožňují rychlé čištění v pravidelných omývacích cyklech.



- Snadná demontáž bez použití nářadí
- Flexibilní čištění
- Maximální hmotnost klienta 200 kg

Latera Thema

ELEKTRICKÉ LŮŽKO S LATERÁLNÍM NÁKLONEM

Unikátní lůžko Latera Thema disponuje LN ± 15 stupňů, který umožňuje přetáčení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy za přítomnosti pouze jedné ošetřující osoby. Polohování pro předcházení dekubitům, stlání lůžka, usnadnění hygieny a péče o pokožku pacienta či výměna inkontinenčních podložek jsou díky laterálnímu náklonu velmi usnadněny. LN je rovněž účinným prostředkem při komplikacích s respiračním onemocněním.



- Laterální náklon:
- může pomoci při prevenci a léčbě respiračních onemocnění a jejich komplikací
- spolehlivá prevence pádů
- stabilita a bezpečnost




Latera Thema
Laterální náklon

SafeSense®

Klienti odkázaní na pečovatelské lůžko jsou vystaveni mnoha rizikům. Vedle rizik spojených s jejich aktuálním stavem jim hrozí také pád z lůžka nebo vznik proleženin, způsobených lokálním působením tlaku na tkáň. Ošetrovatelský personál je přitom vystaven stále většímu stresu vyvolanému náročností jeho práce. Inteligentní technologie mohou napomáhat k řešení těchto problémů, proto vyzkoušejte naše asistenční systémy SafeSense či SafeSense 3.



SafeSense®	Sensor opuštění lůžka		Digitální platforma SafeSense 3
	Světlo 	Světlo & alarm 	
Automatické osvětlení pod lůžkem	✓	✓	✓
Signalizace opuštění lůžka		✓	✓
SafeSense® CareMonitor aplikace			✓
Sledování pohybu – monitoring			✓
Opuštění lůžka – monitoring			✓
Přehled obsazení lůžek			✓

NOVINKA

SafeSense – kompatibilita s lůžky: Sentida (vyjma: 5xxl, 6d, 6s, 6xs), Movita, Variana.

SafeSense 3 – kompatibilita s lůžky Sentida (vyjma: 5xxl, 6d, 6s, 6xs).

Systém může být také používán jako samostatné řešení.

Hybridní matrace

CLINICARE® 100 HF

Hybridní matrace je kombinací aktivního (vzduchového) systému a pasivní (pěnové) matrace, přináší tak pro oblast pečovatelsví mnoho benefitů.



Pasivní systém

Matrace Clinicare® 100 HF umožňuje optimální rozložení tlaku i v pasivním režimu.

Aktivní systém

Pokud stav pacienta vyžaduje aktivní terapii, matrace je vybavena kompresorem, umožňujícím alternující terapii pomocí střídavého nafukování a vyfukování systému 2 cel k optimální distribuci tlaku a prevenci dekubitů.

Pasivní matrace

Řada pasivních matrací LINET® je navržena tak, aby optimalizovala rozložení tlaku podle polohy a pohybů pacienta.

ViskoMatt 50

Vynikající odlehčení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace s horní antimikrobiální viskoelastickou pěnou a spodní vrstvou ze studené pěny.



svařované švy 190kg



svařované švy 165kg

ViskoMatt 30

Velmi dobré rozložení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace s horní antimikrobiální viskoelastickou pěnou a spodní vrstvou ze studené pěny.

ViskoMatt 10

Základní model pro prevenci dekubitů s dobrou redistribucí tlaku. Viskoelastická horní část a polyetherová nosná vrstva.



svařované švy 150kg



šité švy 150kg

MediMatt 30

Dvouvrstvá matrace s vysoce elastickou pěnou pro vysoký komfort. Horní vrstva je tvořena polyetherovou studenou pěnou a spodní, podpurná část standardní polyetherovou pěnou.

PrimaCare 10

Jednovrstvá matrace s příčným a podélným profilováním v horní části. Plně prořezaná pro ještě lepší konturování.



šité švy



200 kg



šité švy



150 kg

EffectaCare 20

Monobloková pěnová matrace. Jádno má příčnou profilaci v sakrální oblasti. Spodní prořezání matrace usnadňuje její polohování.

EffectaCare 10

Monobloková pěnová matrace s vlnovou profilací na obou stranách, díky čemuž lze pěnu obrátit uvnitř potahu.



šité švy



110 kg



oboustranná



Evakuační potah PRO

Nejlepší řízení rizik: Jednoduchá a rychlá evakuace v kombinaci s nejvyššími hygienickými standardy. Široké přezky pro optimální nastavení pásu, 2 optimálně umístěné popruhy pro fixaci pacienta.

Aktivní systémy

Aktivní matrace Air2Care s alternujícím systémem 2 cel poskytuje efektivní podporu prevence dekubitů.* Pracuje na principu alternace střídání tlaku ve 2 sousedících celách a tím nabízí zmírnění rizikového zatížení. Výběr různých cyklů alternace umožňuje personálu zvolit správnou rovnováhu mezi efektivní prevencí proleženin a komfortem ležícího klienta. Matrace Air2Care 5,6,8 se snadno obsluhují a nabízejí funkci Easy Smart pro automatické nastavení tlaku.

Lokalizované odstranění tlaku

Samouzavírací ventily, kterými je vybavena každá cela, umožňují individuální odstranění tlaku, například v rizikových zónách nebo v místech s existujícími dekubity.

POZNÁMKA: Vždy je potřeba provést kontrolu a ověřit, zda se matrace kvůli vypuštění některé z cel nedeformuje.




2 cely

Alternace: Střídání tlaku

Alternující systém se 2 celami

Díky aktivnímu systému se dvěma celami je možné střídat tlak v sousedních celách. V jedné cele se tlak sníží, a tím se minimalizuje tlakové zatížení, vedlejší cela je nafouknutá a poskytuje oporu. Ve zvoleném cyklu se pak tento proces průběžně opakuje.




4 cykly

Možnost nastavení délky cyklu

10/15/20/25 minut

Nastavení čtyř různě dlouhých cyklů alternace umožňuje zvolit nejlepší variantu vhodnou a odpovídající zdravotnímu stavu klienta nebo jeho potřebám a aktuální situaci, například během spánku či odpočinku.



Air2Care 8

Alternující matrace je vhodná pro klienty s vyšší váhou, hodnota bezpečného zatížení matrace je až 250 kg.



SWL	140 kg
Rozměry	86 × 200 cm
Módy	Alternující, maximální, statický
Délka cyklu	10, 15, 20, 25 min.
Cely	Samouzavírací ventily
Horní část potahu	PU povlak, prodyšný, obousměrně elastický
Spodní část potahu	PVC Nylon

Air2Care 6

Aktivní matrace je k dispozici v různých rozměrech pro použití v širokém spektru sociálních služeb.



SWL	160 kg
Rozměry	86 cm × 200 cm, 90 cm × 200 cm, 86 cm × 210 cm, 90 cm × 210 cm
Módy	Alternující, maximální, statický
Délka cyklu	10, 15, 20, 25 min.
Cely	Konstrukce s individuálními celami, samouzavírací ventily
Horní část potahu	PU povlak, prodyšný, obousměrně elastický
Spodní část potahu	PVC Nylon

Air2Care 5

Alternující vrstva určená pro použití v kombinaci s vysoce kvalitní pasivní matrací.



SWL	180 kg / 250 kg
Rozměry	86 cm × 200 cm, 100 × 200 cm
Módy	Alternující, maximální, statický
Délka cyklu	10, 15, 20, 25 min.
Cely	Konstrukce s individuálními celami, samouzavírací ventily
Horní část potahu	PU povlak, prodyšný, obousměrně elastický
Spodní část potahu	PVC Nylon

Air2Care 4

Aktivní polštář podporuje účinnou ochranu proti dekubitům i při vysazování klientů do křesla.



Air2Care 20

2celový alternující systém s digitálním kompresorem poskytuje podporu pro prevenci dekubitů až při středním riziku jejich vzniku.



Air2Care 10

2celová alternující matrace s analogovým kompresorem podporuje prevenci dekubitů u rizikových klientů.



Stolky

Stolky v blízkosti lůžek sehrávají důležitou roli v mobilizaci klienta a ovlivňují kvalitu jeho pobytu v zařízení. Stolky a jídelní desky navrhujeme s ohledem na maximální praktičnost, bezpečí a podporu samostatnosti klienta u řady úkonů.



COMBINEA / COMBINEA PLUS

Modulární řada Combinea nabízí až 8 různých sestav stolků, 5. kolečko u dolní zásuvky zajišťuje stabilitu a chrání stolek proti překlopení.



vt 3-t

Model vt 3-t přesvědčí osvědčenými detaily. Robustní ocelové rámy, vysoce kvalitní ABS hrany všech součástí stolku a zaoblená horní část dodávají nočnímu stolku nezaměnitelný charakter. Jídelní desku lze používat z obou stran.



KOMFORTNÍ PŘÍSTUP K OSOBNÍM VĚCEM



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

VITALIA 3

Stolek Vitalia 3 zaujme dekorativními detaily, jako je zaoblená horní deska či ergonomicky tvarované hliníkové rukojeti. Páté kolečko stolku navíc zajišťuje dodatečnou stabilitu a odolnost proti naklonění. Jídelní desku lze použít z obou stran.



VIVO 2-T

Vivo 2-t má 2 zásuvky, výsuvnou přihrádku a niku, nabízí tak dostatek úložného prostoru. Jídelní desku lze používat z obou stran.

STOLEK S JÍDELNÍ DESKOU

Laminová úprava zaručuje snadné čištění a dlouhou životnost produktu. Součástí stolku jsou 3 držáky na lahve, zabudované ve skříňce. Stolek lze dodat s či bez jídelní desky, jejíž výškový zdvih je plynulý.



SOLIDO 3

Jídelní stolek lze použít z obou stran lůžka nebo křesla, a to v horizontální poloze při jídle či náklonu ke čtení a psaní. Výškové nastavení desky bez nutnosti použití madla.

Sedací nábytek

SELLA

Multifunkční křeslo Sella svou kombinací potřebných funkcí, ergonomicky vhodně zvolených proporcí a přívětivým designem přináší řadu výhod a ulehčení jak pro imobilní osobu, tak i pro obsluhující personál. Unikátní patentovaná kombinace funkcí umožňuje mobilizaci imobilní osoby zcela bez fyzické námahy. Díky hydraulickému zdvihu a naklonění celého křesla včetně sedáku a nastavení područek pro vzepření rukou je vystupování klienta z křesla opravdu velmi jednoduché.



SOFTLIN KOMFORT

Křeslo Softlin Komfort představuje optimální řešení sedacího nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určeno jak pro domácí péči, tak i do domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Díky široké modularitě je možné najít takovou variantu křesla Softlin Komfort, která nejvíce vyhoví Vaším konkrétním potřebám. Navíc můžete vybírat z velkého množství příslušenství.

- Pevné křeslo
- Pevné křeslo s polohovatelným opěradlem
- Pevné křeslo s polohovatelným opěradlem a lýtkovou podpěrou
- Mobilní křeslo se 4 dvojitými kolečky s brzdou, centrálním kolečkem pro snadnou jízdu a výklopným dílem pro podporu chodidel

GAVOTA

Křeslo GAVOTA je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje život osobám se sníženou pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou nebo v denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči.

- Pevné křeslo
- Mobilní křeslo s průměrem koleček 75, 125 a 300 mm
- Mobilní křeslo s elektrickým motorem
- Křeslo s pevnou i výškově nastavitelnou područkou
- Křeslo Plus určené vyšším osobám





SAMOSTATNOST A NEZÁVISLOST KLIENTA



SNÍŽENÍ FYZICKÉ NÁMAHY OŠETŘOVATELSKÉHO PERSONÁLU

SOFTLIN PLUS

Židle Softlin představuje velice pohodlné řešení sedacího nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Robustní dřevěná konstrukce zajišťuje zvýšenou pevnost a stabilitu, tvarované opěradlo lze dodat ve třech různých výškách, zvýšený sedák a područky (nastavitelné do dvou různých poloh) umožňují snadnější sedání a vstávání. Softlin lze dodat také ve variantě dvojžidle a lze ho vybavit celou řadou příslušenství.



IMPULS

Židle IMPULS kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Díky svému přizpůsobivému vzhledu a velké paletě odstínů má univerzální využití. Židli IMPULS si navíc můžete vybrat ve variantě dvojžidle, trojžidle, s odnímatelným potahem a s chromovými prvky.



Sedací nábytek

BLUES

Jednomístné elegantní rozkládací křeslo pevné konstrukce s kvalitním čalouněním a atraktivním designem slouží nejen k pohodlnému sezení, ale také jako přistýlka v zařízeních, jako jsou domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, hospice, stacionáře.

Jednoduchý mechanismus kovové konstrukce zajistí stabilitu při ležení. Po rozložení lze hlavovou část nastavit do dvou poloh.

Kolečka v zadní části usnadní manipulaci s křeslem.



BLUES COMFORT

Pohodlné křeslo pomáhá lidem sdílet vzájemnou blízkost a být se starším nebo nemocným člověkem přes noc u jeho lůžka. Jednoduchý mechanismus kovové konstrukce zaručuje vysokou stabilitu v případě rozložení. Křeslo umožňuje tři relaxační polohy – polohu vsedě, polohu relaxační, s vytaženou podnožkou, a polohu pro spaní. Kolečka na spodní části křesla jsou vpředu otočná o průměru 75 mm s brzdou. Vzádu jsou pevná kola o průměru 40 mm.



Nábytek

MEDLIN

Nábytek Medlin a Medlin Plus je určen pro sesterny, vyšetřovny, inspekční pokoje či laboratoře. Vývoj a konstrukce modulárního systému Medlin jsou podřízeny požadavkům personálu, což se odráží v použitých materiálech, konstrukčních prvcích i v řešení úložných prostor.



FORLIN

Nábytek Forlin se vyznačuje vysokou variabilitou, nabízí řadu různých sestav a kombinací dle potřeb a prostorových dispozic.



LINET® Akademie

Získejte praktické dovednosti a klinické informace. Naučte se změnit rutinní praktiky a používat moderní technologie. Natrénujte správnou manipulaci s klienty. Osvojte si základní postupy správné ergonomické péče. Pečujte o vlastní zdraví s podporou elektricky polohovatelných lůžek.



Produktové školení

Naučte se 100% využívat moderní technologie

- Detailní zaškolení zdravotnického personálu zkušeným klinickým koučem LINET přímo na Vašem pracovišti ve skupině max. 10 osob
- Základní principy ergonomicky správné péče, nácvik polohování
- Využití klinických poloh lůžka při prevenci dekubitů

Workshop Moving & Handling

Práce sestry nemusí bolet

- Efektivní využití funkcí polohovatelného lůžka pro ergonomickou manipulaci s pacientem
- Prevence zranění a úrazů zdravotnických pracovníků, odlehčení nejvíce namáhavých partií
- Praktický nácvik každodenních činností – polohování, stání lůžka, převlékání a hygiena pacienta

Servis LINET®

Vyberte si z řady možností

Naše servisní smlouvy nabízejí různé stupně pravidelné údržby a kvalitního servisu podle potřeb Vašeho zařízení. Ručíme za 100% ochranu Vašich lůžek a matrací.


Typ smlouvy	Preventivní prohlídka	Opravy	Náhradní díly
 3hvězdičková smlouva – PREVENCE Tato smlouva garantuje nezbytné minimum pro bezpečnost a dobrý stav výrobku. Zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu a kontrolu – vizuální, funkční a elektrickou s doporučením výměny opotřebovaných dílů.	✓		
 4hvězdičková smlouva – POKROČILÁ 4hvězdičková smlouva garantuje pravidelnou preventivní údržbu, kontrolu a opravy zjištěných závad našimi techniky.	✓	✓	
 5hvězdičková smlouva – PLNÝ SERVIS Tato smlouva zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu výrobků, veškeré opravy a potřebné náhradní díly.	✓	✓	✓
 Smlouva o prodloužené záruce Smlouva kombinuje nabídku oprav včetně spotřeby náhradních dílů zdarma na předem stanovenou dobu. Jedná se tedy o prodloužení záručních podmínek po uplynutí standardní záruční doby.		✓	✓

- Komplexní řešení od jednoho dodavatele
- Prodloužení životnosti produktů a maximální bezpečí pro pacienty
- Kontrola nad financemi
- Rozsah služeb dle vašich potřeb
- Originální náhradní díly za výhodnou cenu
- Servis nejvyšší kvality od zkušených techniků




Řešení lůžek stolků a nábytku

DEKORY: SENTIDA, MOVITA, CARISMA, VITALIA 3, VT 3-T, VIVO 2-T



NEW: Crystal White
(U11026)



NEW: Magnolia
(U11509)



NEW: Norway Maple
(R27044)



Lindberg Oak (R20021)



NEW: Nordic Teak
(R50094)



NEW: Italian Oak
(R20286)



NEW: Salisbury Elm
Natural (R37016)



Havanna Cherry
(R42006)



NEW: Altmuehl Beech
(R24006)



Steamed Beech
(R24034)



NEW: Okapi Walnut
(R30135)

DEKORY A ČELA: VARIANA

Hlavová
čela



Design G



Design Ts



Design V

Nožní
čela



Design G



Design Ts



Design V



White-gray (U11050)



Lindberg Oak (R20021)



Altmühl Beech (R24006)



Steamed Beech
(R24034)

DEKORY: SOFTLIN PLUS, SOFTLIN COMFORT, GAVOTA, BLUES, BLUES COMFORT, IMPULS



Arctic



Nature



Catano



Alder



Cherry



Cognac



Largo



Tobacco



Walnut



Mahogany




Brown




Black



Chili 60116



Chili 60999



Chili 61171



Chili 61172



Chili 61174



Chili 63090



Chili 64202



Chili 65111



Chili 66171



Chili 66176



Chili 68190



Chili 68196

Řešení lůžek



Valencia C5
Apfel 238-5041



Valencia C5
Berry 238-2002




Valencia C5
Delft 238-3067



Valencia C5
Kirsche 238-2074



Valencia C5
Orange 238-6019



Valencia C5
Perle 238-4045




Valencia C5
Pink 238-2021




Valencia C5
Safran 238-6012



Valencia C5
Schwarz 238-9035



Valencia C5
Sisal 238-1048



Valencia C5
Taupe 238-0034



Valencia C5
Turkis 238-5057

DEKORY: SELLA



Corn Yellow



Orange




Violet



Ocean Green



Brilliant Blue



Creamy




Apricot



Blue


DEKORY: LATERA THEMA, COMBINEA PLUS, SOLIDO 3




White (030)



Pearl white (Co17)



Aquamarine (A014)



Rose givre (R058)



Oslo blue (B048)



Fleur d'anis (F053)



Light grey (G044)



Tangerine (T106)



Maple white (E009)



Beech provence (H027)




Merisier ambre (M091)



Zebra moka (Z002)

DEKORY: COMBINEA



W980



U113



U708



U522



U332



U630



H1733



H1582

Řešení lůžek

SYNTETICKÁ KŮŽE – HOTEL DESIGN



Silver gray



Pearl



Birch




Pebble



Cashmere



Smoke



Cherry



Corn



Lime



Royal

LÁTKY – HOTEL DESIGN



Green, floral (Aurora 6520)



Blue, striped (Agon 5520)



Gray, striped (Agon 8520)



Rose (Mailo 4520)



Meadow (Mailo 6520)



Sea (Mailo 5520)



sentida 5-xl HD-4
Prošívané polstrování,
knoflík, látka „Rose“

HOTEL DESIGN



Hlavové čelo 650 | medium



Hlavové čelo 800 | high



Nožní čelo 450 | low



Nožní čelo 600 | medium



Hladké polstrování
K dispozici také jako
„light edice“ s tenkým
čalouněním



Prošívané polstrování,
čtverec



Prošívané polstrování,
knoflík

Varianty

Hotel design,
čalounění 68 mm

HD-4 | Hlavové čelo high
+ nožní čelo medium



Hotel design „light
edice“ čalounění
35 mm



Řešení lůžek

ČELA

Hlavová čela



Design A
Head-/Foot
section



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

Nožní čela



Design Ak
Head-/Foot
section



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

Nízká nožní čela



Design Ak
Folded down



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox



Design Tx



Design Tsx

POSTRANICE



SafeFree Flex 0



SafeFree Flex 2



SafeFree Flex 3




SafeFree Flex 4

LOŽNÁ PLOCHA


Můžete volit ze 3 variant ložných ploch

- Ložná plocha z drátěných sítí Aero (01) zajišťuje dobré provětrávání.
- Plastové vrstvy ložné plochy Easyclean (02) se velmi snadno čistí.
- Komfortní ložná plocha (03) s vynikajícími vlastnostmi měkkého polohování (a) podporuje prevenci dekubitů. Silněji odpružené prvky okrajové zóny slouží k jistější orientaci během spánku a usnadňují opouštění lůžka.

U všech variant lze segmenty ložné plochy snadno vyjmout a vyčistit (b).



a)




01



02



03



b)

Řešení lůžek

KOLEČKA



Tente Dekora

Plastové kolečko 100 mm,
bílý hliník
(zdvih lůžka 27–82 cm)



Tente Linea

Plastové kolečko 125 mm,
(zdvih lůžka 29,5–82,5 cm)



Tente Design

Plastové kolečko 125/150 mm
(zdvih lůžka 29,5/32–82,5/85 cm)



Jednoduchý brzdící systém

Kolečko 100 mm
(nastavení 36–78 cm)



Podvozek typu The mobile one

- V nožní části 4 dvojité kolečka 50 mm,
v části hlavy pevná kolečka 100 mm
(zdvih lůžka 25–80 cm)
- V nožní části 4 dvojité kolečka 75 mm,
v části hlavy pevná kolečka 160 mm
(zdvih lůžka 27–82 cm)



Podvozek typu The flexible one

- V nožní i hlavové části 4 dvojité kolečka 50 mm
(zdvih lůžka 25–50 cm)
- V nožní i hlavové části 4 dvojité kolečka 75 mm
(zdvih lůžka 27–82 cm)


AUTOREGRESE

Společnost LINET se již mnoho let zasazuje o snížení rizika vzniku dekubitů: dvojitou autoregresí ložné plochy s rámem BiNetic. Při polohování zádového dílu se tento díl nejen ohne jako závěsný kloub, ale dojde také k jeho odsunutí od středu. To znamená, že části lůžka se během polohování pohybují od sebe (viz obr. 2b), což zvětšuje ložnou plochu v pánevní oblasti a významně snižuje tlak v ohrožené sakrální části zad.


V případě dvojité autoregrese se pohybuje nejen zádový díl, ale také stehenní díl ložné plochy, což dále zvětšuje prostor pro sezení.

Výsledky získané měřením tlaku jasně dokazují, že jednoduchá autoregrese snižuje úroveň tlaku ve srovnání se standardní polohou lůžka. Při dvojité autoregresi (obr. 3b) je pak tlak ještě nižší.


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Dvojitá autoregrese samozřejmě není jediným způsobem profylaxe dekubitů. Může však účinně podpořit probíhající terapii a ukazuje, že bychom měli využít všechny technické možnosti, které máme k dispozici ke zlepšení ošetrovatelské péče.

Technické specifikace lůžek

		Sentida sc	Sentida sc-xl	Sentida 5xxl	Sentida 1–4	Sentida 5–6, 6d	Sentida 6-xs /6-s
Vnější rozměry lůžka	[cm]	208 × 106	208 × 117	206 × 132	208 × 106	208 × 106	208 × 95
Vnitřní rozměry lůžka	[cm]	200 × 87	200 × 100	200 × 120	200 × 87	200 × 87	200 × 80
Prodloužení – flexibilní	[cm]	10; 20	10; 20	20 cm with protector	10, 20, 32	10, 20, 32	10, 20, 32
Váha lůžka	[kg]	115	115	ca. 165	125	130	115
SWL	[kg]	270	270	270	225	270	270
Max. hmotnost klienta	[kg]	235	235	235	190	235	235
Výška ložné plochy – nejnižší poloha	[cm]	23	23	27	25	27	27
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha	[cm]	80	80	80	80	80	80
Rozměr matrace	[cm]	200 × 87/90	200 × 97	200 × 114	200 × 87	200 × 87	200 × 80
Max. výška matrace	[cm]	20	20	18 cm	15 až 18	15 až 18	15 až 18
TR/ATR	[°]	17	17	15	17/17	15/15	15/15
Výška postranic 2dílné průběžné	[cm]	×	×	×	37,5	37,5	37,5
Výška postranic 3dílné průběžné	[cm]	×	×	×	×	37,5	×
Výška postranic dělené	[cm]	42	42	40	až 40	až 40	až 40
Nastavení úhlu stehenního dílu	[°]	30	30	×	32	32	32
Nastavení úhlu zádového dílu	[°]	70	70	×	70	70	70
Retrakce stehenního dílu	[cm]	4,8	4,8	4,8	6	6	6
Retrakce zádového dílu	[cm]	11,5	11,5	11,5	11	11	11
Váhy		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Podjezd podvozku	[cm]	15	15	14 cm	14	14	14

Sentida 5,6 le	Sentida 5,6 xl	Sentida 7i	Movita casa	Movita AM	Carisma 300 XXL	Variana
208 × 106	208 × 116	208 × 106	208 × 106	205 × 102	216 × 128	218 × 111
200 × 87	200 × 100	200 × 87	200 × 87	200 × 91	210 × 120	210 × 87/90
10, 20, 32	10, 20, 32	10, 20, 32	10; 20; 32	×	10, 20	10 (hlavová část) 10 (nožní část)
127	145	145	115–125	125	170	130
225	270	250	205	205	300	235
190	235	215	170	190	265	200
27	27	27	36	36	37	34
80	80	80	78	78	80	82
200 × 87	200 × 97	200 × 87	200 × 87	200 × 87	205 × 114	200/210 × 87/90
15 až 18	15 až 18	15 až 18	15 až 18	15 až 18	18	max. 14 cm
×	15/15	15/15	×	×	15/12	×
37,5	×	×	37,5	37,6	×	×
37,5	×	×	37,5	40,7	40	40
až 40	až 40	až 40	až 40	až 40	×	40
32	32	32	32	32	32	30
70	70	70	70	70	70	70
6	6	6	6	6	6	4,8
11	11	11	11	11	11	12
Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
14	14	14	14	14	15	15

Technické parametry pasivních matrací

EffectaCare® 10

EffectaCare® 20

EffectaCare® 20 B

PrimaCare® 10

BEZPEČNOST					
Pracovní zatížení SFE	[kg]	110	150	300	200
STANDARDNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY					
Délka	[cm]	200	190–200	200	200
Šířka	[cm]	86–90	86–100	100	86–90
Výška	[cm]	14	14	16	14
Váha	[kg]	7,5–8	7,5–9,5	15	10–10,5
PĚNA					
Počet vrstev		1	1	1	1
Hustota	[kg/m³]	28	33	46	41
Odolnost proti tlaku	[kPa/m²]	3,7	3,6	6,5	3,9
Hořlavost (CRIB 5)		Ne	Ano	Ano	Ano
Boční formovače		Ne	Ne	Ne	Ne
Vicso pěna		Ne	Ne	Ne	Ne
POTAH					
Hořlavost		CRIB 5	CRIB 7	CRIB 7	CRIB 7
Transportní držáky		Ne	Ne	Ne	Ne
ZIP					
Typ		180°	180°	180°	180°
VOLITELNÉ					
Řezané rohy		Ne	Ne	Ano	Ne
Ergoframe		Ne	Ne	Ne	Ne
Materiál pro změnu fáze (PCM)		Ne	Ne	Ne	Ne

MediMatt 30	ViskoMatt 10	ViskoMatt 30	ViskoMatt 50
150	150	165	190
200	200	200	200
87	87	87	87
14	14	14	16
12	12	14	17,8
2	2	2	2
50; 41; 41	52; 41; 41	41 (strany), 85 (horní vrstva), 33 (spodní vrstva), 50 (spodní vrstva), 33 (spodní vrstva)	41 (strany), 85 (horní vrstva), 33 (spodní vrstva), 80 (spodní vrstva), 33 (spodní vrstva)
3,6; 3,9; 3,9	2,2; 3,9; 3,9	3,9; 3; 3,6; 3,6; 3,6	3,9; 3; 3,6; 3,8; 3,6
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ano	Ano	Ano
CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5
Ano	Ano	Ano	Ano
180°	180°	180°	180°
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ne

Technické specifikace stolků a sedacího nábytku

NOČNÍ STOLKY, SERVERY

Název	Základní rozměry (šířka / výška / hloubka)	Rozměr desky
Combinea A, C, E	476 × 911 × 510 mm	
Combinea B, D, F	476 × 811 × 485 mm	
Combinea s JD	500 × 877 × 510 mm	
Combinea Plus A, C, E	470 × 927 × 507 mm	
Combinea Plus B, D, F	470 × 827 × 482 mm	
Combinea Plus s JD	495 × 911 × 510 mm	
vt 3-t	660 × 779 × 470 mm	
vitalia 3	700 × 779 × 470 mm	
vivo 2-t	523 × 779 × 470 mm	
Solido 3	950 × 710–1 045 × 450 mm	450 × 950 mm
Stolek s jídelní deskou	514 × 900 × 522 mm	

SEDACÍ NÁBYTEK

Sella

Celková délka v základním stavu	910 mm
Celková délka při rozložení	1 610 mm
Celková šířka	685 / 705 mm
Maximální zdvih výškového nastavení	240 mm
Úhel nastavení zadového dílu	12°– 70°
Úhel nastavení podnožního dílu	11°– 87°
Úhel nastavení područek	-25°; 0°; 25°; 90°

Softlin Plus

SEDÁK	
Výška	460 mm
Šířka	530 mm
Hloubka	530 mm
ŽIDLE	
Šířka	620 mm
Šířka dvojžidle	111 mm
Výška (dle modelu)	84; 107; 123 mm

Softlin Comfort

Šířka	700 mm
Výška (dle polohy opěradla)	980 –1 130 mm
Hloubka (dle polohování)	720 –1 320 mm
Výška sedáku	470 mm
Průměr koleček	75 mm
5. centrální kolečko	100 mm

Gavota

Výška	1 140 mm
Šířka	700 mm
Hloubka	800 mm

Blues

Výška sedáku	500 mm
Šířka	900 mm
Výška	890 mm
Hloubka	870 mm
Délka po rozložení	2 030 mm
Sedací plocha	670 × 530 mm
Ložná plocha (po rozložení)	1 990 × 670 mm
Výška ložné plochy	410 mm

Blues Comfort

Šířka	870 mm
Hloubka	780 mm
Výška	980 mm
VNĚJŠÍ ROZMĚRY LŮŽKA	
Délka	1 950 mm
Výška	450 mm

Impuls

Dle typu modelu	
-----------------	--



■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želečovice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz